



## Pala Lab Putty

### A-silicone de laboratoire de haute précision

Pour un travail précis et rapide

Pala Lab Putty est proposé en deux différentes duretés Shore A : Pala Lab Putty 65 et Pala Lab Putty 90. Les deux garantissent une excellente reproduction des détails et une grande précision d'ajustage.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Pala Lab Putty

A-silicone de laboratoire de haute précision

## Information Produit :

Ce A-silicone de laboratoire de viscosité Putty a été spécialement conçu pour un travail précis et rapide. De mélange facile dans le ratio 1:1, il procure une excellente reproduction des détails et une grande précision d'ajustage.



## Applications :

- Clé pour la réalisation de prothèses hybrides
- Clé pour la réalisation de provisoires
- Clé pour le montage de dents antérieures d'une prothèse immédiate
- Clé pour la réalisation de barres
- Clé pour placer les dents sur un châssis métallique
- Duplication de modèles
- Création de modèles préparatoires avant réparation
- Isolation de dents contre le plâtre

## Avantages :

- Mélange facile, ratio 1:1
- Prise rapide\*
- Excellente reproduction des détails (20 µm)
- Bonne résistance au déchirement
- Grande stabilité dimensionnelle (< 0,05 % après 24 h)
- Résistant à la chaleur (par exemple dans un polymérisateur sous pression)
- Résistant au déchirement
- Peut être combiné avec un silicone basse viscosité (par exemple Flexitime Correct Flow)
- Disponible en 2 duretés Shore A (65 & 90)

\*à une température ambiante de 23°C  
Temps de mélange 30 - 45 sec.  
Temps de manipulation 1:30 min.  
Temps de prise après manipulation 4:00 min.



## Conditionnements :

| Référence | Nom du produit    | Dureté Shore A | Couleur    | Conditionnement |
|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------------|
| 66057432  | Pala Lab Putty 90 | Shore 90       | Bleu clair | 2x1.5 kg        |
| 66057433  | Pala Lab Putty 90 | Shore 90       | Bleu clair | 2x5 kg          |
| 66057434  | Pala Lab Putty 65 | Shore 65       | Rose       | 2x1.3 kg        |
| 66057435  | Pala Lab Putty 65 | Shore 65       | Rose       | 2x4.5 kg        |

Kulzer France  
Les Conquérants - Bât. Everest  
1 avenue de l'Atlantique - 91976 Les Ulis  
ZA Courtabœuf Cedex  
Tél. : 01 69 18 48 85  
Fax. : 01 69 28 78 22  
dentaire@kulzer-dental.com - www.kulzer.fr