



## Pala® Polish

Pour obtenir une brillance élevée et enlever les marques en une seule étape.

La pâte à polir pour prothèses dentaires

- » Enlève les marques et laisse une brillance élevée sur les prothèses dentaires.
- » Pas besoin de solution de polissage.
- » Permet de réduire les délais de polissage.
- » Disponible en pot de 80 grammes.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Pala® Polish

Pâte à polir à fort pouvoir de brillance.

### Applications :

#### Destinées au polissage des :

- Prothèses dentaires
- Prothèses dentaires partielles
- Appareils orthodontiques
- Matériaux composites


Utiliser avec une petite brosse ou une roue de polissage en tissu pour créer une brillance élevée.

### Avantages :

- Obtenir une brillance élevée tout en enlevant les marques
- Polir en une seule application
- Obtenir des prothèses lisses sans avoir recours à une solution de polissage
- Réduction des délais de finition et de polissage
- Amélioration de l'aspect esthétique de la prothèse finale
- Permet au prothésiste de procéder au polissage sur sa paillasse habituelle dans un environnement sec
- Permet l'utilisation de petites roues qui conservent la personnalisation
- Réduit la quantité de pâtes à polir différentes nécessaires parce qu'elle peut être utilisée sur divers matériaux

| Code article | Nom du produit            | Contenance |
|--------------|---------------------------|------------|
| 66067855     | Pâte à polir Pala® Polish | 80 g       |

Pour de plus amples informations concernant les produits PALA, veuillez consulter notre site internet [www.kulzer.fr/pala](http://www.kulzer.fr/pala)



Kulzer France  
 Les Conquérants - Bât. Everest  
 1 avenue de l'Atlantique - 91976 Les Ulis  
 ZA Courtabœuf Cedex  
 Tél. : 01 69 18 48 85  
 Fax. : 01 69 28 78 22  
 dentaire@kulzer-dental.com - www.kulzer.fr